

Solution de recouvrement IC+



07 Sapphire

La solution de recouvrement IC+^{MC*} est un revêtement spécialement formulé pour les établissements médicaux et contrôle des infections.

Très durable, facile à nettoyer et imperméable, la solution de rembourrage IC+ scelle complètement la surface du recouvrement pour former une protection renforcée à l'épreuve des liquides, pathogènes, punaises de lit et les agents nettoyants.



01 Ocean



07 Sapphire



02 Sage



04 Sand



03 Copper




15 Mocha



05 Silver Ion



06 Granite



08 Onyx

Sans PVC, facile à nettoyer et à désinfecter, IC + est sans dégazement et est certifié GREENGUARD^{MD} lorsqu'il est recouvert sur une chaise healthHcentric.



healthHcentric
fauteuils classe médicale

IC+ Caractéristiques



COMPOSITION

100% Polyuréthane

COUCHE DE SUPPORT

100% Nylon Cordura

IC+ 10 ans de garantie de rendement

Abrasion (ASTM D4157-07)	1,000,000 Double frottements
Déchirure (ASTM D2261-07)	Déformation 95 LBS (426N)
Perforation (ASTM D751-06)	262 LBS (1168N)
Traction (ASTM D5034-09)	Déformation 566 LBS (2517N)
Produits chimiques (ASTM D3450-00)	Réussi

NETTOYAGE

Nettoyez toutes les taches le plus rapidement possible. IC+ peut être nettoyé avec n'importe quel détergent pour hôpitaux ou tout autre désinfectant y compris Rescue, Wex-Cide, CaviCide, Virox 5 et l'eau de Javel.†

INFLAMMABILITÉ


CAL 133

California Technical Bulletin #133

* IC+ en instance de brevet

† Lorsque utilisés selon les instructions et recommandations du fabricant des produits de nettoyage.

° Il peut y avoir des variations dans la couleur, la texture et le fini entre les échantillons et le produit lui-même.



- + Résistance supérieure contre les déchirures et les perforations
- + Scellé et sans coutures
- + Non poreux
- + Garantie contre le fendillement
- + PVC - sans latex
- + Super lavable et résistance supérieure aux agents de nettoyage
- + Protection contre les punaises de lits
- + Garantie de dix ans (10)
- + Sans dégazement
- + Protection contre le glissement
- + Conforme au CAL 133
- + Certifié GREENGUARD^{MD}

Pour commander un échantillon, veuillez contacter votre représentant des ventes / distributeur

Tél.: 1 866 438-3746 | Téléc.: 1 800 843-5190
service@healthcentric.com

FCICSWATCH2

healthcentric
fauteuils classe médicale